

SHOPRIDER®

ATTENTION

Please read your
owner's manual before
driving your scooter.



779 XLS

SISSEJUHATUS	3
FUNKTSIOONIJUHEND	3
OHUTUSNÕUDED	4
EMI hoiatus	6
KOHANDAMINE	9
Mootorrattakalluri juhtimine	10
TASUTA RATASTE KASUTAMINE	11
Motorrolleri juhtimise alustamine	12
TÄPSEMAD JUHISED JÕULUMISE JUHTIMISEKS	13
AKUD JA AKU LAADIJA	14
HOOLDUS	15
VEAOTSINGU JUHEND	17
GARANTIITINGIMUSED	19
TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID	21
VASTUVÕTU	22
MÄRKUSED	24

SISSEJUHATUS

Õnnitleme Shoprider® tõukeratta ostmise puhul. See tõukeratas sisaldab uusimaid patenteeritud lahendusi. Seda motorollerit saab kasutada väljas. Otsekäigukastid ja elektromagnetilised pidurid tagavad ohutu ja tõhusa sõidu. See motoroller Shoprider® on mõeldud piiratud liikumisvõimega inimestele.

Enne motorollerit kasutamist lugege see juhend hoolikalt ja põhjalikult läbi ning veenduge, et mõistaksite kõiki juhiseid.

FUNKTSIOONIJUHEND (779 XLS)

1. Leistang
2. Mustast vinüülist kapteni iste
3. Käetoed
4. Seljatoe nurga muutmine
5. Must pneumaatiline rehvi
6. Jalatoe matt
7. Esihargikahvlid
8. LED-esituli
9. LCD ekraan
10. Laadimisport
11. Tagumised suuna ja ohutuled
12. Pidurid ja tagatuled
13. Tagumine vedrustus



OHUTUSNÕUDED

- Ärge vedage reisijaid.
 - See liikuvustoodet on mõeldud teie abistamiseks. Enda turvalisuse huvides lugege palun
- Enne motorrolleri kasutamist kasutusjuhend. Kui teil on mingeid kahtlusi, pöörduge nõu saamiseks otse oma tarnija poole.
- Ärge ületage kaldeid üle 9 kraadi (15% hinne).
 - Juhi kaal võib ületada seadme massi, pööramisel tuleb kiirust vähendada.
 - Ärge sõitke motorrolleri peale ega maha, kui pidur on sisse lülitatud ja motoroller on välja lülitatud.
 - Ärge lülitage motorollerit välja, kui tõukeratas liigub.
 - Ärge juhtige motorollerit seal, kus te ei saa turvaliselt liigelda.
 - Ärge proovige sõita üle äärekivide, mille kõrgus on üle 6,5 cm. See võib põhjustada teie tõukeratta ümberpööramise, põhjustades kehavigastusi või motorollerit. Alla 6,5 cm äärekivide korral lähenege neile alati 90 kraadi nurga all ja väikese kiirusega.
 - Motorolleriga sõites ärge jooge ega kasutage mobiiltelefoni.
 - Ärge ületage toote kasutamiseks soovitatud kasutaja kaalupiiri. See võib põhjustada kehavigastusi ja / või seadet või ümbritsevat vara.
 - Hoidke liikumisel alati jalgu tõukeratta peal.
 - Veenduge, et olete füüsiliselt võimeline seda seadet kasutama. Nõu saamiseks pöörduge oma edasimüüja / arsti poole.
 - Karmil või ebatasasel pinnasel liikudes pidurdage alati kiirust ja toimige ettevaatlikult.
 - Tasakaaluprobleemidega inimeste jaoks harjutage tõukerattale istumist kvalifitseeritud tervishoiutöötaja abiga.
 - Ärge kasutage eskalaatorit motorrolleri liigutamiseks põrandate vahel, sest see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

- Ärge juhtige motorollerit kallakul, millel on õli-, vee- või jääkile.
- Ärge proovige tõsta tõukeratast selle istmest, leistungist, taga kaanest või eemaldatavatest osadest. Kõik need võivad põhjustada kasutajale vigastusi või motorollerile.
- Ärge kasutage osi ega tarvikuid, mis pole tõelise tõukeratta tootja poolt lubatud.
- Eemaldage enne motorollerist väljumist võti süütest. See kindlustab, et POWER on välja lülitatud ja motoroller ei saa oma jõu abil liikuda. Üldise ettevaatusabinõuna eemaldage süütevõti alati, kui motorollerit ei kasutata. See väldib koolitamata ja kõrvaliste isikute kasutamist.
- Ärge ühendage motorollerit aku ega laadimispesaga ühtegi võõrast seadet. See võib põhjustada seadme, motorollerit rikke ja kehavigastusi.
- Vigastuste ja vigastuste vältimiseks veenduge, et leistung on kasutajale sobivalt reguleeritud ja lukustatud asendis
- Sõidukiga transportimisel ei tohi motorolleris istuda ükski inimene, vastasel juhul võivad tekkida vigastused või kahjustused.
- Ärge kasutage motorollerit vihma, duši läheduses või niiskes vannitoas. Otsene kokkupuude vihma või niiskusega võib põhjustada motorollerit elektririkke.
- Tõukeratta paigaldamise või lahti võtmise ajal ei tohi toetada leistungile ega tõmmata seda ettepoole.

Vastasel juhul võib tekkida vigastus.

- Ärge kasutage seadet ega lülitage võtit laadimise ajal sisse.
- Kui rattakomplekti keskpolt on vigastatud, asendage volitatud edasimüüjate poolt määratud uus polt ja kinnitage see pöördemomendiga 240 ± 5 kg-cm koos Loctite 271 liimiga (või samaväärse).
- Laadige akusid pärast kasutamist iga päev.
- Pärast laadimist tuleb rollerilt eemaldada pistik.
- Volitatud edasimüüjad peavad aku kaablid enne seadme kasutamist kindlalt akuklemmidele kinnitama.

- Patareid peavad olema korralikult ja kindlalt kaasasolevate rihmadega kinnitatud.
- Enne seadme kasutamist kontrollige alati aku laetuse taset, veendumaks, et teil on reisiks piisavalt.
- Laadige seadme patareisid alati hästiventileeritavas kohas.
- Kui seade läks üle või vajus sügavasse vette, lülitage seade välja ja pöörduge viivitamatult abi saamiseks oma volitatud edasimüüja poole.
- Eemaldage võti tõukerattalt alati, kui seadet ei kasutata või enne akude laadimist, eemaldamist ja paigaldamist. Vastasel juhul võivad tekkida vigastused ja / või seadme või seda ümbritseva vara kahjustamine.
- Ärge kasutage seadet viisil, mis ületaks selles kasutusjuhendis loetletud toote spetsifikatsioone. Vastasel juhul võivad tekkida vigastused ja / või seadme või seda ümbritseva vara kahjustamine. **See võib kaotada ka teie garantii.**
- Ärge kasutage pöidla- / sõrmehooba enne, kui võtmelüliti on sisse lülitatud, vastasel juhul on see keelatud, kuni võtmelüliti välja lülitatakse ja seejärel sisse lülitatakse.
- Veenduge, et motorollerit hooldab iga 12 kuu tagant volitatud Shoprideri teenusepakkuja, et tagada selle töökindlus. Selle eiramine võib põhjustada katastroofilise ebaõnnestumise koos võimalike vigastuste ja ümbritseva vara kahjustamisega.

EMI hoiatus

Shoprider® tõukerattad võivad olla vastuvõtlikud elektromagnetilistele häiretele (EMI), mis on omamoodi häiriv elektromagnetiline energia (EM), mis eraldub sellistest allikatest nagu raadiojaamad, telejaamad, amatöörradio (HAM) saatjad, kahesuunaline raadio ja mobiiltelefonid . Häired (raadiolainallikatest) võivad tõukeratta vabastada pidurid, liikuda ise või liikuda soovimatutes suundades. See võib ka püsivalt kahjustada motorollerit juhtimissüsteemi. Kiirgava EMI allikaid saab üldjoontes jagada kolme tüüpi:

1. Käeshoitavad kaasaskantavad transiiverid (saatjad-vastuvõtjad), mille antenn on paigaldatud otse saateseadmele. Näidete hulka kuuluvad: kodanikuriba raadiod, raadiosaatja, turva-, tuletõrje- ja politsei transiiverid, mobiiltelefonid ja muud isiklikud sidevahendid.

MÄRGE! Mõned mobiiltelefonid ja sarnased seadmed edastavad signaale, kui need on sisse lülitatud, isegi kui neid ei kasutata.

2. Keskmise ulatusega mobiiltransiiverid, näiteks politseiautodes, tuletõrjeautodes, kiirabiautodes ja taksodes kasutatavad. Neil on antenn tavaliselt paigaldatud sõiduki välisküljele.

3. Suure kaugusega saatjad ja transiiverid, näiteks kommertsringhäälingu saatjad (raadio ja telesaate antennitornid) ja amatöörraadid.

MÄRGE! Muud tüüpi käsiseadmed, näiteks juhtmeta telefonid, sülearvutid, AM / FM-raadiod, telerid, CD-mängijad ja kassett-mängijad ning väikesed seadmed, nagu pardlid ja föönid, on meie teada tõenäoliselt motorollerile probleeme ei tekita.

Motorrolleri elektromagnetilised häired (EMI)

Kuna EM-energia muutub kiiresti intensiivsemaks, kui liigutakse lähemale antennile (allikale), on käeshoitavate radioallikate (transiiverite) EM-väljad eriti murettekitavad. Nende seadmete kasutamisel on võimalik tahtmatult viia kõrge EM-energia rolleri juhtimissüsteemile väga lähedale. See võib mõjutada tõukeratta liikumist ja pidurdamist. Seetõttu on motorrolleri juhtimissüsteemi võimalike häirete vältimiseks soovitatav kasutada allpool loetletud hoiatusi.

HOIATUSED

1. Ärge kasutage käeshoitavaid raadiosaatjaid (saatjaid-vastuvõtjaid), näiteks kodanikuriba raadioid, ega lülitage sisse personaalseid sideseadmeid, näiteks mobiiltelefone, kui roller on sisse lülitatud.

2. Olge teadlik läheduses asuvatest saatjatest, näiteks raadio- või telejaamast, ja püüdke vältida nende lähedale sattumist.

3. Kui juhtub tahtmatut liikumist või pidurite vabastamist, lülitage roller kohe välja, kui see on ohutu.

4. Pidage meeles, et lisavarustuse või komponentide lisamine või tõukeratta muutmine võib muuta selle EMI-le vastuvõtlikumaks.

MÄRGE! Motorrolleri üldist immuunsust pole lihtne hinnata.

5. Teatage kõigist tahtmatute liikumiste või pidurduste juhtumitest oma Shoprider® edasimüüjale ja märkige, kas läheduses on EMI allikaid.

HOIATUS: Motorrolleri originaaltootja ja importija ei vastuta meie tõukeratta valest ja ebaturvalisest kasutamisest tingitud kahjustuste ega vigastuste eest.

KOHANDUSED

Käetoenurga reguleerimine (joonis 1) Pöörake käetoed üles, et pääseda käetoet all asetsevale reguleerivale rattale, keerake käetoet üles või alla reguleerimiseks reguleerimisratat (joonis 2) kas päripäeva või vastupäeva.




joonis 1



joonis2

Ärge kasutage motorollerit ilma käetutude paigaldamiseta

Istme ette-taha liigutamise hoob ja pööramise hoob.(joonis 3)




Joonis 3

Istme liigutamise hoova (seat slide) üles tõmbamine võimaldab istme asendit reguleerida ette või taha. Vabastage hoob ja iste lukustub selles asendis. Istme parema külje all on vedruga koormatud punane kang. Kangi üles tõmbamine võimaldab istet pöörata. Pööratud istme tõstmisel saab istet eemaldada

Istme eemaldamine

Laske istme seljaosa alla. Pöörake istet ja tõstke üles. (joonis 3)

Istme kõrguse reguleerimine (joonis 4)



Joonis 4


Eemaldage iste eespool kirjeldatud viisil. Keerake istmekinnituspolt lahti kuuskantvõtmega. Eemaldage istmeadapterit kinnitav lukustustihvt. Tõstke istme adapter välja istmepostist. Istme kõrgust saab reguleerida 3-astet sisestades terasest lukustustihvti vajaliku auku. Pingutage polt uuesti ja paigaldage iste.

Invarollerit kasutamiseks

Joonis 5



(1) LCD-ekraan



Tähis		Tähis	
A	Temperatuur	F	Spidomeeter
B	Kiirus	G	Tuled
C	Akutäituvus	H	Ohutuled
D	Liikumissuund	I	Hoolduse märgutuli
E	Suunatud	J	Akulaadimise märgutuli

(2 ja 3) Kiiruse muutmine

Kiiruse muutmine võimaldab teil muuta oma kiirust kuni maksimaalse kiiruseni 10 km / h. Pöörates pöidlahooba (2) alla, kiiruse suurendamiseks või vähendamiseks, tõukeratta automaatse pidurdamiseks vähendage põial survet hoovale peatumiseks eemaldage põial hoovast.

Lüliti “Kõrge / Keskmine / Madal” (3) saab kasutada maksimum kiiruse astmeid maksimaalse kiirusega kuni 10 km-h.

Palun kasutage motorollerit kõrgrežiimis kasutades eriti ettevaatlikult.

MÄRKUS. Nõlvadele ronimisel peate lülitama lüliti “Kõrge / Keskmine / Madal” asendisse “Kõrge” .

MÄRKUS. See invaroller on varustatud aeglase pööramisfunktsiooniga, mis aeglustub, kui käepidemeid pöörata, te ei saa tõukeratast pööramisel kiirendada.

Elektromagnetiline pidur

Pidur töötab automaatselt, kui juhtkangil olev kiiruse hoob vabastatakse. Motorolleril aeglustamisel on väike viivitus; see võimaldab motorolleril sujuvalt peatuda.

(4) Esilaterna lüliti

LED-esitulede sisselülitamiseks lükandlüliti (☰D). Kaugtulede kasutamise nupu (☰D) sisselülitamiseks süttib tagatuli, kui esituled on sisse lülitatud.

(5) Ohuhoiatuse lüliti

Punase nupuga saab lülitada sisse ohutuled.

(6) Helisignaali

Punane nupp juhib helisignaali.

(7) Edasi- või tagasikäik

Invarolleril sõidusuuna vahetamisel - veenduge, et invaroller on paigal ja vajutage (7) ning vaadake LCD-ekraani (D), et näha näidatud sõidusuunda. Tagasi teises suunas liikumiseks veenduge, et motoroller on paigal ja vajutage (7) ning vaadake näidatud sõidusuunda LCD-ekraanilt (D).

(8) Sees / väljalüliti

Sisestage võti lukupessa. Keerake võti sisse ja LCD ekraan näitab aku laetust. Pöidlakangi juhtimisseadme kasutamisel on viivitus, kui regulaator kontrollib vooluringe.

(9) Suunatule lüliti

Lükake lüliti vastavalt paremale või vasakule. Väljalülitamiseks viige hoob tagasi kesk asendisse.

Lükkamise asend (joonis 6)



Joonis 6

Lükkamiseks vajalik vabastushoob (punane käepide) asub vasaku tagaratta juures. Mootori väljalülitamiseks tõstke hoob üles (nüüd saab invarollerit lükata). Mootori uuesti sisselülitamiseks vajutage hooba alla.

HOIATUS! Pärast kasutamist taastage sõidu asend. Selle eiramine võib põhjustada vigastusi.

Kallutamist vastased rattad

Sellele motorrollerile pole paigaldatud kallutusvastaseid rattaid ja neid pole vaja.

Motorrolleri algne tootja ja importija ei vastuta motorrolleri vales või väärkasutamisest tulenevate kahjude või vigastuste eest.

SÕIDU ALUSTAMINE

Alustamine

- Esimesel kasutamisel valige tasane ala, kus on palju ruumi.
- Tõstes käetuge ja libistades ennast istmele või pöörates istet välja-poolle ja pöörates seejärel iste sõiduasendisse.
- Reguleerige juhtkang ja iste vastavalt eespool kirjeldatule.

Rolleri liikumise alustamine

- Veenduge, et istute mugavas asendis.
- Pöörake võti asendisse ON.
- Teie kiiruse seade peaks olema madal (L)
- Lükake parem käsi pöidlaga hooba allapoole, roller liigub aeglaselt edasi. Mida tugevamalt surute, seda kiiremini invaroller sõidab
- Vabastage hoob ja roller peatub aeglaselt ning rakendatakse magnet-pidurit.

Rool

Rolleri juhtimine on kerge ja lihtne. Alustades tagage, et pööramisel oleks piisavalt ruumi, et tagarattad ületaksid kõik teie läbitavad takistused. Kui juhtite läbi piiratud ruumide, näiteks ukseava, või pöörake ümber, pöörake käepidemeid kohale, kuhu soovite minna, ja rakendage õrnalt elekt-rit. Roller pöörab kiiresti, kuid liigub siiski täieliku stabiilsusega seni, kuni kiirus pole liiga suur.

MÄRKUS. See invaroller on varustatud aeglase pööramisfunktsiooniga, mis aeglustub pööramisel ja jätkab seatud kiirusega, kui tõukeratas läheb sirgjooneliselt.

Tagurdamine

Enne tagurdamist veenduge, et selle taga oleval alal ei oleks ohte ega takis-tusi. Enne tagurdamist reguleerige oma kiiruse seade madalaks. Vajutage (7) lk 9 ja veenduge, et LCD ekraanil (D) lk 9 oleks vastupidine suund. Lükake pöidlahooba ja juhtige kõiki nurki ja takistusi laiali.

Sõidu lõpetamine


Enne lahkumist veenduge, et võti on välja lülitatud.

TÄPSEMAD JUHISED TEIE TÕUKERAADI JUHTIMISEKS

Kaldteed

Teie tõukeratta stabiilsust reguleerivad mitmed tegurid, nagu istumisasend, kaldenurk ning pikkus ja kaal. Kallakule lähenedes tehke seda otse ja mitte nurga all ning vältige igal võimalusel pöördeid. Kaldteelt või kaldelt alla minnes hoidke kiiruse seadeid aeglasena. See tagab ohutu kontrollitud las-kumise. Kui sõrmekangid vabastatakse, peatub roller aeglaselt.

Ohutu ronimisenurk



Joonis 7

Järgige alati joonisel 7 näidatud ohutu ronimisenurga juhiseid.

Ettevaatust - Ärge lülitage võtit välja, kui seade on liikvel

Selle motorrolleri jaoks siin näidatud nurgad ja kaalud näitavad kasutajale ja seadmetele ohutuid töönurki. Kõik motorrollerid, mida kasutatakse väljas-pool neid parameetreid, võivad olla ohtlikud ja põhjustada tulevikus probleeme elektrisüsteemidega

Muru ja kruus

Järgige eelnevalt antud juhiseid ja teie tõukeratas töötab suurepäraselt paljudel pindadel. Vältige pikka rohtu, lahtist kruusa ja liiva.

MÄRKUS. Te ei tohiks motorrollerit kasutada märja ilmaga ega märjal pinnal. See võib põhjustada tõrkeid tõukerattaga, mis võib põhjustada vigastuste ohtu ja tõukerataste elektriliste komponentide kahjustumist.

AKUD JA AKU LAADIJA

Shoprider® tõukerattaga on kaasas hooldusvabad suletud pliiakud. Aku jõudlust võivad mõjutada temperatuur, maastik, aku seisund, akulaadija tüüp, kasutaja kaal, tuule kiirus jne. Aku taseme indikaator on ainult juhend ja kõige tõhusam, kui roller liigub, alles siis on kuvatud tegelik tühjenemistase.

- Kui motoroller seiskub, võib aku taseme näidik näidata täis.
- Aktiivne kasutaja saab päevas kasutada kuni 30% aku mahust või rohkem.
- Mitteaktiivsed kasutajad võivad nädala jooksul kasutada ainult 50% aku mahust.
- Mõlemal juhul tuleks aku laadida üleöö.

Akulaadija

Kaasasolev akulaadija on teie motorollerile eriline ja ei pruugi sobida ühegi teise toite liikuvusega toote jaoks. Kasutage ainult motorolleriga kaasas olevat laadijat; muud laadijad võivad teie tõukeratta akusid jäädavalt kahjustada ja garantii kehtetuks tunnistada. Kogu teave akulaadija ja selle kasutusjuhendi kohta tuleb suunata kasutusjuhendile, mis on laadijaga kaasas pakendipaberi karbis.

Esmakordne kasutamine

Enne kaasaskantava motorolleriga esmakordset kasutamist peate akud täielikult laadima (vt Aku laadimise protseduurid). Laadimine võib võtta kuni 14 tundi. Enne esmakordset kasutamist akude täielik laadimine aitab kaasa akude kasutegurile. Selle eiramine võib põhjustada kahjustusi.

Laadimine

Aku laadimiseks ühendage 3-kontaktiline isane pistikukaabel 3-kontaktilise aku laadimispesaga. Palun vaadake LED-indikaatori kirjeldust laadija oleku põhjal laadija kasutusjuhendis. Kui patareid on täielikult laetud, eemaldage laadija seinast ja seejärel 3-kontaktiline juhe pesast.



HOIATUS. Kasutage ainult originaalset Shoprider®-i poolt lubatud laadijat! See laadija on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. ÄRGE jätke seda vihma ega veepritsmete kätte. Kui laadijat ei kasutata, ärge jätke laadijat laadimis pesa ühendatuna.

HOOLDUS

Teenindamine

Veenduge, et motorollerit hooldatakse iga 12 kuu tagant, et tagada selle töökindlus. Kui seda ei tehta, võib see põhjustada katastroofilise tõrke koos võimalike vigastuste ja ümbritseva vara kahjustamisega. Regulaarne hooldus tagab probleemideta töö.

Pane tähele

Motorollerit rasked kasutajad võivad vajada sagedasemat hooldust.

Hooldusnõuete täitmiseks igal aastal pöörduge oma volitatud Shoprideri edasimüüja poole.

Määrimine

Kuus kuud peaksite määrima järgmised osad kerge õli või muu sarnase määrdeainega:

- Istme pöördepost.
- Istme vabastushoova hammasratas.
- Rattalaagrid.
- Rolleri rooli liigendid.

ETTEVAATUST - ÄRGE KASUTAGE WD40 OSA MÄÄRIMISEKS !! ÄRGE MÄÄRIGE

Käigukast / käigukast !! Raskuste ilmnemisel pidage nõu oma edasimüüjaga.

Puhastamine

Motorollerit tuleks vastavalt vajadusele puhastada, kuid nagu ka kõigi elektriseadmete puhul, peate tagama, et tundlike osade veekahjustuste vältimiseks tuleb olla äärmiselt ettevaatlik.

Lugege järgmisi hoiatusi

- **Ainult** pehme niiske lapiga.
- **Ärge kunagi** kasutage motorollerit pesemiseks voolikut.
- **Ärge** kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid - kasutada tuleks ainult kergeid pesuvahendeid.

Rattad ja rehvid

Motorrolleri ratastel on ühes tükis veljed ja tubeless rehvid, nii et torkeid tuleb parandada volitatud remonditöökogas või rehvikeskuses. Rataste vahetamiseks eemaldage keskmine 13 mm polt ja libistage ratas telgedelt. Ärge kaotage tagumistel ratastel asuvat kiilu. Ratta paigaldamisel veenduge, et kiil on õigesti sisestatud ja keerake 13 mm polt kinni. Rehvirõhu on soovitatav hoida **30 psi** tagarehvides ja **30 psi** esiküljel.

Ettevaatust: Rehvil on maksimaalne rehvirõhk 36 psi. See on maksimaalne rehvirõhk ja seda ei tohiks nõuda, et see oleks nii kõrge.

Tähelepanu: Rehve tuleks hoida ülal märgitud õige rõhuga, et tagada ühtlane kulumine ja sõidumugavus.

Veaotsingu juhend

Eneseabi juhend (tabel 1) on mõeldud tõrke leidmiseks motorrolleri teatud osas. Diagnostiline häire annab hoiatussignaali, et hoiatada kasutajat diagnoosi häire mustri kõlumisest. Signaaliks on kaks sekundit kestev kiire piiks. Seejärel kõlab aeglasem diagnostiline muster üks kord ja kood kuvatakse LCD-ekraanil. Kui pärast vea kontrollimist allolevast tabelist ja rike on endiselt näha, ärge kasutage motorrollerit. Lülitage toide välja ja pöörduge kohe oma teenusepakkuja poole.

Kood	
1	Sõiduk vajab laadimist, või ühendus akuga on halb Kontrollige aku ühendus kaableid. Laadige akut
2	Halb ühendus mootoriga. Kontrollige ühenduskaableid
3	Mootoril puudub ühendus akuga. Kontrollige mootori harjade korrasolekut.
4	Vabakäigu lüliti on aktiveeritud või kasutatakse manuaalset pidurit. Kontrollige piduriasendit või vabakäigu kangi.
5	Mootor on seiskunud. Mootori temperatuur on kõrge
6	Rolleri töö on blokeeritud. Laadimiskaabel on ühendatud või iste pole sõiduasendis
7	Kiiruse hoob ei ole algasendis. Enne rolleri süüte sisse lülitamist veenduge, et kiiruseregulaator on algasendis.
8	Kontrolleri rike. Veenduge, et kõik ühendused on kindlad.
9	Seisupiduri ühendus on halb. Kontrollige seisupiduri ja mootori ühendusi
10	Kontrollerile on üle pinget. Selle põhjuseks on tavaliselt halb aku ühendus.

Tabel 1

Kaitselüliti

Teie motorolleril on uusimad elektroonilised juhtimisseadmed, mis on programmeeritud kaitsma elektrisüsteemi ebatavaliste ülekoormuste eest. Lisakaitseks sobib kaitselüliti, kui peaks juhtuma, et teie tõukeratas seiskub ilma nähtava põhjuseta, kontrollige, kas kaitselüliti on välja lülitunud. Kaitselüliti pöörduspunkti leiata taga kaanelt, nagu allpool näidatud.



Kontrollnimekiri

Kui teie tõukeratas ei tööta, kontrollige järgmist:

- Seade on sisse lülitatud.
- Kõik pistikud on kindlalt fikseeritud.
- Aku tase näitab täislaadimist.
- Ajami / invaroller on sõidu asendis.

Kui rolleriga on vabakäigu asendis üritatud sõita, siis tõukeratas ei tööta enne, kui süütevõti on välja lülitatud, ajam asetatud sõiduasendisse ja seejärel uuesti sisse lülitatud. Kui teie roller pärast nende punktide kontrollimist ei tööta, pidage nõu oma edasimüüjaga.

Kui teie roller pärast nende punktide kontrollimist ei tööta, pöörduge oma müüva Shoprideri pakkuja poole.

Garantiitingimused

Allpool märgitud garantiitingimused pakuvad teie **Shoprider®** tõukerattale suurepärasest katet võimalike defektsete osade või võimaliku vigase töötlemise eest. Kui teil on igal ajal garantiiprobleeme, **PEAB** pöörduma **Shoprider®-i edasimüüja poole**.

Nagu allpool märgitud, tarnib **Shoprider®** varuosasid, kui see on vajalik käesoleva lepingu osana.

Struktuurne raam - 3 aastat

Shoprider garanteerib, et raami tavapärasel kasutamisel pole defekte kolme (3) aasta jooksul alates algse kliendi ostukuupäevast.

Shoprider remondib või asendab meie valikul tasuta kõik osad, mis on Shoprider poolt läbi vaadatud garantiiaja jooksul materjali- või valmistusvead.

Kõik osad, millele nõutakse väljaandmist, tuleb Shoprider tagastada praeguses seisukorras. Garantiitöid võivad teostada ainult Shoprider volitatud garantiikaupmehed.

Kogu töö korraldamiseks ja garantii kehtivuse hindamiseks pöörduge alati **müüva Shoprider® edasimüüja** poole.

Vedurite assamblee - 18 kuud

Shoprider garanteerib, et ajamikomplektil ei esine tavapärase kasutamise korral defekte kaheksateist (18) kuud alates esialgse kliendi ostu kuupäevast.

Shoprider remondib või asendab meie valikul tasuta kõik osad, mis on Shoprider poolt läbi vaadatud garantiiaja jooksul materjali- või valmistusvigad.

Kõik osad, millele nõutakse väljaandmist, tuleb tagastada praeguses seisukorras. Garantiitöid võivad teostada ainult Shoprider volitatud garantiikaupmehed.

Kogu töö korraldamiseks ja garantii kehtivuse hindamiseks pöörduge alati **müüva Shoprider® edasimüüja** poole.

Garantiitingimused jätkusid

Muud osad - 12 kuud

Shoprider garanteerib, et teistel osadel ei esine tavapärase kasutamise korral defekte kaheteistkümne (12) kuu jooksul alates algse kliendi ostu kuupäevast.

Kõik osad, millele nõutakse väljaandmist, tuleb Shoprider tagastada praeguses seisukorras. Garantiitöid võivad teostada ainult Shoprider volitatud garantiikaupmehed.

Kogu töö korraldamiseks ja garantii kehtivuse hindamiseks pöörduge alati **müüva Shoprider® edasimüüja** poole.

Välistamised

1. Kõik transpordikulud, mis on seotud garantiiremondi või remondi esitamise ja tagastamisega (mille määrab Shoprider), vastutab klient.

2. Garantii alla ei kuulu tavalised kulumisvahendid. Nende esemete hulka kuuluvad harjad, rehvid, torud, piduriklotsid, polster, istmed ja käetoed.

3. Tekitatud kahju

- Liigne, kuritahtlik, väärkasutamine, hooletus, õnnetus või vesi

- Vale hooldus, hooldus, mille teostab garantii perioodil mittevoolitatud töökojas.

MÄRKUS . Garantii probleemi korral pöörduge alati oma **müüja Shoprider® edasimüüja poole**, kes korraldab kõik tööd ja tagastab vigased osad. Osasid hinnatakse ja asendatakse 3-5 tööpäeva jooksul.

TEHNILISED KIRJELDUSED

*** KÕIKI SPETSIFIKATSIOONID VÕIVAD MUUDA ILMA EELNE TEATISETA ***

1. Lisada kallutusvastased rattad.
2. Juhi kaal võib ületada seadme massi; kuigi pöörlemisel tuleb kiirust vähendada.
3. Tegelik sõiduvahemik varieerub vastavalt allpool näidatud teguritele:
 - a. sõitja kaal
 - b. aku laetus
 - c. laadija tüüp
 - d. ümbritseva õhu temperatuur
 - e. juhtimisviis
 - f. maastik
 - g. tuule kiirus
 - h. jne.

Kohustustest loobumine

Õnnitleme Shoprider® tõukeratta ostmise puhul.

Seda motorrollerit pole ette nähtud kasutada füüsiliste piirangutega isikutel, mis võivad takistada kasutajal rolleriga ohutult töötamist. Shoprider® loobub igasugusest vastutusest mis tahes kehavigastuste või varalise kahju eest, mis võib tekkida tema toodete ebaõige või ohtliku kasutamise tagajärjel.

Eelnev juhend on mõeldud selle motorrolleri ohutuks kasutamiseks. Kui teil on motorrolleri õige kasutamise kohta küsimusi, võtke ühendust volitatud Shoprider®-i teenusepakkujaga.

Palun lisage allpool toodud teave edaspidiseks kasutamiseks

Müüja müüja - _____

Motorrolleri mudeli number -

Rolleri seerianumber -

Ostukuupäev - _____

TÄHELEPANU: Käesolev kasutusjuhend trükitakse avaldamise ajal saadaval olevate uusimate spetsifikatsioonide ja tooteinfo põhjal. SHOPRIDER® jätab endale õiguse teha muudatusi vastavalt vajadusele. Mis tahes muudatused SHOPRIDER®-i tootevalikus võivad põhjustada väikeseid erinevusi käesoleva juhendi illustratsioonide ja selgituste ning ostetud motorrolleri mudeli vahel.